









# Corona Selbsttest





## Hände waschen






**1 Minute warten**

**drücken**





**drücken**







**entsorgen**




**entsorgen**








4 Tropfen








**entsorgen**




**entsorgen**







**15 Minuten warten**




**negativ**






**positiv**





**ungültig**



**entsorgen**



**entsorgen**







**Hände waschen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**1**

**Hände  
waschen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**2**

**Nasenabstrich**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**3**

**vermischen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**4**

**1 Minute  
warten**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**5**

**Tupfer  
ausdrücken**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**6**

**Tupfer  
entsorgen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**7**

**Röhrchen  
verschließen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**8**

**4 Tropfen auf  
die Testkassette**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**9**

**Röhrchen  
entsorgen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**10**

**15 Minuten  
warten**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**11**

**Ergebnis  
ablesen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**12**

**Testkassette  
entsorgen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

**13**

**Hände  
waschen**

[www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)



© [www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

Illustrationen: Kate Hadfield <http://katehadfielddesigns.com>

Virus: Janina malt die Welt

Testkassette: eigene Zeichnung (urheberrechtlich geschützt)

Schriften: Brittney Murphy

Die Weitergabe und Verbreitung des Materials ist urheberrechtlich untersagt. Dies gilt insbesondere für soziale Netzwerke, Dropbox sowie alle anderen Plattformen und Internetseiten. Das Material darf ausschließlich für schulische und nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Das Material darf nicht verändert werden. Bilder dürfen nicht kopiert oder per Screenshot weiterverwendet werden. Quellenangaben im Material dürfen nicht entfernt werden.

Das Material darf auch digital an Kinder und Eltern weitergegeben werden.

Solltest du auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, melde diese bitte unter folgender Email-Adresse: [materialwiese@hotmail.de](mailto:materialwiese@hotmail.de)